

# 培地性能試験用菌液

<b>濃度:</b> Less than 100 CFU's/0.1mL
<b>容量:</b> 10mL
<b>貯蔵法:</b> 冷蔵(2~8 )
<b>純度:</b> 少なくとも100 CFU'sの懸濁液を用いて、 Spread plate method を行っても 汚染物質は検出されません。
<b>廃棄:</b> 廃棄する前のガラス容器を少なくとも30分間 121 でオートクレーブに掛けます。



## 特徴

無菌製造製品に携わる人々にとりまして厄介なことのひとつが培地性能試験菌の選定であります。NAMSA社の培地性能試験用懸濁液はすべてUSPの基準に従って製造されております。NAMSA社が20年以上の孢子と生物培養の知識を用いて製造しております。

## 使用方法

適切な懸濁液を用いて、滅菌された培地に接種し、必要時間インキュベーションするという方法をお奨めします。このようにして、滅菌された培地の成長促進の有効性が試験されます。

## 菌種と有効期限

商品名	菌種	有効期限	ATCC #	価格
GP-01	Bacillus subtilis	14ヶ月	6633	¥36,000
GP-02	Clostridium sporogenes	14ヶ月	11437	¥36,000
GP-03	Candida albicans	3ヶ月	10231	¥49,000
GP-04	Aspergillus niger	7ヶ月	16404	¥39,000
GP-05	Kocuria rhizophila(#1)	4ヶ月	9341	¥39,000
GP-06	Geobacillus stearothermophilus(#2)	18ヶ月	7953	¥39,000
GP-07	Pseudomonas aeruginosa	3ヶ月	9027	¥49,000
GP-08	Staphylococcus aureus	2ヶ月	6538	¥79,000
GP-09	Escheria coli	3ヶ月	8739	¥49,000
GP-10	Bacillus atrophaeus(#3)	12ヶ月	9372	¥39,000
GP-11	Salmonella typhimurium	3ヶ月	14028	¥49,000

#1 : 名称変更以前は Micrococcus luteus

#2 : 名称変更以前は Bacillus stearothrmophilus

#3 : 名称変更以前は Bacillus subtilis var.niger

### SPORTROL MICROBIAL SUSPENSION CERTIFICATION

This lot of product meets, where applicable, the accepted Performance criteria recommended in the USP.

LOT : GBS006-10 REF /Recorder CODE : GP-01

Organism : Bacillus subtilis.

Five or less passages from ATCC# : 6633(Passage 3)

Concentration :

Less than 100 Colony Forming Units/0.1mL

Volume : 10mL (suspended in WFI)

Storage : Refrigeration(2-8 )

Disposal : Autoclave vials before disposal, steam at 121 for not less than 30 minutes, standard microbiological waste ; non-pathogenic species

Purity : Examination on plate culture medium shows no evidence of contamination with other microorganisms.

Expiration Date : 06-04-10(YY-MM-DD)

注 ; この証明書はイメージです、実際のものとは異なります。



株式会社 センコム

〒110-0016

東京都台東区台東4丁目1番9号

TEL 03-3839-6321 / FAX 03-3839-6324

E-mail : [info@senkom.com](mailto:info@senkom.com)

URL : <http://www.senkom.com>