

# 米国Crosstex/SPSmedical社 液体培地 ( T S B 培地 ) SporView® Culture Media



## 培 地

スポアーストリップ、スポアードイスクタイプ BIの培養に最適な培地です。  
ガラスチューブにTSB(SCD)培地とpH指示薬 (Bromresol Purple)が入っており、滅菌後にBIの担体を入れて培養後に結果を判定します。  
滅菌が不適切な場合には培地が紫から黄色に変色し、芽胞の増殖(濁り)が見られます。  
この培地を使用することにより容易かつ正確に滅菌判定が行えます。

現在のNDB-036, NDB-056の製品写真は添付資料をご参照ください。カラーが青からグレーに変更されております。

商品コード	商品名	販売単位	価 格
CM-100	TSB(SCDB)培地	1箱/100本	¥15,900
NDB-036	37°C Dry Block Incubator, 13mm	1個	¥55,000
NDB-056	60°C Dry Block Incubator, 13mm	1個	¥55,000
TR-001	培地チューブ用ラック	1個	¥4,200
SIP-001	スチーム インジケータ ペン	1個	¥6,500



スチームインジケータ ペンは多数の要素を持つ、ケミカルインジケータ ペンです  
どのユーザーも、スチーム温度が121°C~138°Cになったときにインジケータは黒から赤へと変わることによっていかにモニタリングに適したものであるかを認めるでしょう。  
また、独特なペン先によりペンの寿命もより長いものとなりました。  
使用できるのは表面が滑らかなものです。  
(金属 ガラス または、プラスチック 等)

輸入総発売元 **株式会社センコム**

〒110-0016 東京都台東区台東4-1-9  
TEL.03-3839-6321 FAX.03-3839-6324  
Email: info@senkom.com  
URL: www.senkom.com  
SK06012018 Ver.01 Rev.00